













**PORÓWNANIE CAŁKOWITEGO KOSZTU SEPARACJI AMALGAMATU: W OPARCIU O
ZESTAWIENIE SEPARATORA WIRÓWKOWEGO I SEDYMENTACYJNEGO**

<u>TYP SEPARATORA AMALGAMATU</u>	Separator wirówkowy	Ocena	Separator Sedymentacyjny Deltasep	Ocena
Miesięczny koszt eksploatacji	Okolo 183 zł		Okolo 116 zł	
Użyta technologia	elektroniczne części, głośna praca urządzenia, ryzyko awarii, konieczność wymiany wirówki po 5-8 latach (zależnie od ilości pacjentów)		brak ruchomych lub elektronicznych elementów, prosty montaż, cicha praca, nie pobiera prądu	
Zakup urządzenia i koszty instalacji	9400-11750 zł		2300 zł	
Koszt czyszczenia separatora, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków	W zależności od rodzaju, około 170 zł		około 183 zł	
Koszt utylizacji amalgamatu	Koszt wymiany kontenera w skali roku wynosi 200 zł		Koszt obejmuje: -oczyszczenie -dezynfekcję -transport Niezbędna jest wymiana separatora, minimum raz w roku. Zapobiega to tworzeniu się szkodliwych reakcji chemicznych wewnątrz separatora i nie naraża personelu na negatywny wpływ rtęci. Koszt to 800 zł.	
Gwarancja	Po około 5 latach musi zostać zastąpiona wirówka, w cenie, która jest równa kosztom nowego separatora		Co roku klient otrzymuje zdezynfekowany i oczyszczony separator w ramach gwarancji	

* **UWAGA!** Ceny mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od obowiązujących w danym momencie realnych kosztów (dotyczy zarówno cen separatora i opłat związanych z jego eksploatacją)

Czas na podsumowanie wyników...

Nasz separator sedymentacyjny w konfrontacji, odniósł jednoznaczne zwycięstwo!

Co najważniejsze, w skali 5 lat eksploatacji separatora, zaoszczędzić możesz nawet

15 tysięcy złotych! Miesięczny koszt użycia separatora, to w przybliżeniu **jedynie 116 zł!**



Ilość zdobytych wyróżnień:

Separator Sedymentacyjny Deltasep:

6x 

Separator wirówkowy:

4x  i tylko 2x 

Wniosek? Postaw na Zwycięzcę!

Skontaktuj się z nami mailowo biuro@epak.com.pl lub telefonicznie pod nr 722 130 016.