

Recykling sedymentacyjnych separatorów amalgamatu ISG1



Product price:

**800,00 zł tax
included**

Product codes:

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

Product description:

Usługa dla użytkowników separatora amalgamatu Deltasep - ISG1

Z względu na konstrukcję separatory sedymentacyjne ISG1 można poddać recyklingowi, co znacznie zmniejsza koszt jego użytkowania. Dzięki odpowiednim procedurom separator amalgamatu wróci do ponownego użycia, zaś odpady z separatora zostaną zutylizowane bądź poddane recyklingowi w celu odzyskania zawartej w nich rtęci.

Recykling separatora musi odbywać się przynajmniej raz do roku. Wymagane jest to przez fakt, iż odłożony we wnętrzu urządzenia amalgamat w kontakcie z wodą przekształca się w bardzo toksyczne związki rtęci, które zgodnie z przepisami muszą zostać zutylizowane, bądź poddane recyklingowi. Wylewanie do ścieków tego typu odpadów jest surowo zabronione przez prawo.

Usługa recyklingu separatorów przebiega w sposób bezproblemowy i wygodny dla Ciebie. Po zgłoszeniu potrzeby nasi pracownicy prześlą Ci gotowy do pracy, pusty separator. Następnie nasz pracownik uzgodni dogodny dla Ciebie termin odbioru pełnego separatora i zjawi się po jego odbiór. Dzięki temu ścieki w Twoim gabinecie stomatologicznym będą cały czas filtrowane z resztek amalgamatu. Odebrany separator zostanie specjalnym samochodem

przewieziony, gdzie nastąpi oczyszczenie separatora z resztek amalgamatu (amalgamat zostanie zutyliczowany lub przetworzony w celu odzyskania rtęci). Urządzenie zostanie potem umyte i zdezynfekowane. Następnie zostanie przygotowane do wysyłki do gabinetu, w którym znów będzie mógł pracować.

Utylizacja sedymentacyjnych separatorów do amalgamatu jest całkowicie zgodna z prawem, a nawet wskazana, gdyż recykling samego urządzenia przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych czynników jakie zostałyby wyemitowane do atmosfery podczas procesu utylizacji. Dla Ciebie jest to dodatkowa oszczędność pieniędzy, gdyż nie musisz wydawać ich na zakup nowego separatora jest on o wiele droższy niż z recyklingu. Jest on przy tym tak samo sprawny i wydajny jak nowy.

Zgodność z prawem zrealizowanej przez naszych pracowników usługi zostanie potwierdzony kompletem odpowiedniej dokumentacji niezbędnej podczas kontroli SANEPIDU.

** Do podanej ceny usługi należy doliczyć koszty przejazdu w obie strony w 1,50 zł/km (w tym 23% VAT).*

W ofercie mamy również usługę utylizacji separatorów amalgamatu oraz usługę odbioru odpadów amalgamatu.

W skład usługi recyklingu sedymentacyjnego separatora amalgamatu wchodzi:

opiekę konsultanta odbiór zużytego/pełnego separatora przez nasz personel bezpieczny transport urządzenia do miejsca recyklingu recykling separatora zaświadczenie o odbiorze separatora do recyklingu zaświadczenie, że transport urządzenia wykonała firma mająca stosowne zezwolenia dokumentację poddania separatora recyklingowi

Korzyści dla Ciebie:

indywidualne podejście do rozwiązania twojego problemu wygodę i profesjonalizm realizacji usługi, gdyż Twój gabinet funkcjonować będzie bez zakłóceń nie będziemy angażować Twojego cennego czasu, gdyż nasz personel załatwi za Ciebie wszystkie formalności związane z wykonaniem usługi oszczędność pieniędzy, ponieważ kontrola SANEPIDU, która wykáže zawartość związków rtęci w ściekach może zakończyć się bardzo wysoką karą finansową zgodność z prawem usługi, gdyż nasz personel posiada wszelkie wymagane prawem koncesje do jej realizacji i potwierdza to kompletem wymaganych dokumentów dalszą opiekę konsultanta gwarantującą nieprzerwane funkcjonowanie gabinetu oraz jego zaopatrzenie

Product short description:

Odbiór z gabinetu stomatologicznego, przewóz i recykling wypełnionego odpadem sedymentacyjnego separatora amalgamatu Deltasep - ISG1.

Product features:**Product attributes:**